

Asclepion Laser Technologies präsentiert den neuen Hochleistungslaser für die Haarentfernung: AlexStar®

Hochleistungslaser AlexStar® wird zur IMCAS PARIS 2024 vorgestellt – Die moderne Laser-Workstation zur Haarentfernung – Wellenlängen-Mix für Behandlung aller Areale & Hauttypen – Handstückreihe PowerLine für individuelle Behandlungsergebnisse – 360° Hautkühlung für ein sanftes Behandlungsgefühl – Zahlreiches Zubehör und Fernwartungsservice für 100 % Zufriedenheit

PARIS, Frankreich, 1. Februar 2024 – Asclepion Laser Technologies agiert seit über 45 Jahren als führendes Unternehmen auf dem Markt für die ästhetische Lasermedizin. Stetig neue Entwicklungen machen Asclepion zu einem herausragenden Unternehmen im Bereich der optischen Industrie. Heute gibt das Unternehmen die Einführung seines neusten Lasersystems AlexStar® bekannt, welcher auf der IMCAS PARIS vom 01. bis 03. Februar 2024 vorgestellt wird.

Premium-Haarentfernung für alle Hauttypen

Zwei Wellenlängen – ein Ziel. Der AlexStar® kombiniert die Wellenlängen 760 nm und 1060 nm für optimale Ergebnisse im Bereich der Haarentfernung. Die speziell entwickelte Kombination ermöglicht optimale Behandlungsergebnisse in allen Arealen, von Gesicht bis hin zum Rücken, und für alle Hauttypen (I – VI). Mit einer Leistung von bis zu 5.000 Watt und einer Spotgröße von 3 cm² können sowohl feine als auch dicke Haare, kleine und große Partien behandelt werden und dank der gewählten 760 nm gelingt eine besonders tiefe Melaninabsorption, sodass alle Haar- und Hauttypen epiliiert werden können. Der SmoothPulse Modus erlaubt dabei kurze Impulse bei einer hohen Frequenz von bis zu 9 Hz. Dies sorgt für absolut individuelle Behandlungsmöglichkeiten – Schnell, präzise und leistungsstark.

PowerLine Handstücke mit superhomogenem Laserspot

Nicht ohne Grund steht der neue AlexStar® für maximale Power. Seine Handstückreihe „PowerLine“ verhilft ihm zu seinem Image: Mehr Qualität, Effizienz und höchste Leistung auf allen Ebenen. Die PowerLine ALX and YAG Handstücke sind mit einer einzigartigen Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Energieverteilung über den ganzen Spot ermöglicht und so die Bildung von Hot-Spots verhindert und das Risiko von Nebenwirkungen reduziert. Ergänzend haben die PowerLine Handstücke eine integrierte 360 Grad Hautkontaktkühlung, welche die Kühltemperatur jederzeit automatisch überwacht. Für eine sorgenfreie Behandlung für Sie und Ihre Patienten. Darüber hinaus schafft der

superhomogene Laserspot der PowerLine Handstücke eine besonders effektive Behandlungsgrundlage und erzielt optimale Resultate.

Der AlexStar® wurde für maximale Effizienz konzipiert: Für einen optimalen Workflow sorgt das Zwei-Handstück-Portsystem. Es ermöglicht den Anschluss verschiedener Handstücke an nur einem Gerät, sodass keine Wartezeiten beim Austausch der gewünschten Handstücke bestehen.

Alle Features vereint in einem futuristischen, eleganten Design, spiegeln höchste Professionalität in der Anwendung wider.

10,1" LCD-Touchscreen mit easy-to-use Interface

Der AlexStar® bietet mit einem 10,1" LCD-Touchscreen eine moderne Benutzeroberfläche für eine angenehme Anwendung im alltäglichen Praxisleben. Der Touchscreen ist maximal reaktionsschnell und ermöglicht eine intuitive Benutzung für jeden Anwender. Sowohl für Laserbeginner als auch für Experten designt, führt das Interface mittels klar verständlicher Symbole durch das Menü des AlexStar®.

Multifunktionaler Trolley

Mehr Stauraum, freie Hände, mehr Kapazitäten für die Behandlung. Mit dem ästhetischen Trolleydesign ist der AlexStar® ein Vorreiter unter den Lasersystemen. Er bietet in zwei Ablagefächern genug Platz für Ihr Zubehör und erscheint dabei im eleganten Design eines praktischen Tischsystems.

Schnellerer, technischer Service

Der AlexStar® kann online gewartet werden – für eine schnelle Hilfe, die die Einsatzzeit im Servicefall am effizientesten gestaltet. Der bei allen Handstücken vorhandene Shockwatch Sensor garantiert eine optimale Kontrolle und schnelle Fehleranalyse. Dank einer revolutionären Mechanik kann das System auch vor Ort wesentlich schneller instandgesetzt werden.

Über Asclepion

Seit 1977 agiert Asclepion Laser Technologies als führendes Unternehmen der internationalen medizinischen Lasertechnologie. Den Erfolg verdankt Asclepion der stetigen Entwicklung neuer Techniken. Das hat es zu einem herausragenden Unternehmen im Bereich der optischen Industrie werden lassen. Die Auszeichnung als TOP100 der innovativsten mittelständigen Unternehmen Deutschlands ist der Beweis. Heute vertrauen über 70 Länder der "Made in Germany" Technologie und Erfahrung von Asclepion. Asclepion hat diese herausragende Stellung im Markt erreicht, weil es ein einzigartiges Angebotssystem geschaffen hat, das den Erfolg der Distributoren und Ärzte sicherstellt.

Press Release AlexStar® Februar März 2024

Die Führung im Service, die Asclepion im Lauf der Jahre aufgebaut hat, bringt viele positive Effekte – sowohl für seine Kunden, Partner und für die Patienten.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.asclepion.com oder kontaktieren Sie uns unter marketing@asclepion.com.