

TECHNOLOGIE 100% ALLEMANDE

# EPILAB

LE 1ER LASER DIODE POUR L'ÉPILATION, PHOTORAJEUNISSEMENT,  
TRAITEMENTS VASCULAIRES ET DE L'ACNÉ.



**Asclepion**  
Laser Technologies

Certains traitements  
sont réservés  
uniquement aux  
médecins selon la  
réglementation du  
pays d'utilisation

# L'ÉPILATION LASER DERNIÈRE GÉNÉRATION

EPILAB / ÉPILATION LASER



Soin du dos en moins  
de 5 minutes




Pièce à main en  
contact direct avec  
la peau pour plus  
d'efficacité

**5**  
À  
**8**

Résultats  
optimal  
en 5 à 8 séances

APRÈS



AVANT





Modes d'impulsion  
«basic and smooth»  
pour des soins  
personnalisés



Adaptés à toutes les  
zones :

Bras  
Jambes  
Dos  
Visage

...

Différentes longueurs  
d'onde pour des soins  
sur-mesure





# TRAITEMENTS VASCULAIRES EFFICACES

EPILAB / LÉSIONS VASCULAIRES



Longueur d'onde 940 nm



Pièce à main en contact  
direct avec la peau pour  
plus d'efficacité



Disparition des varicosités  
en quelques minutes -  
résultats immédiats

## AVERTISSEMENT

Certains traitements sont réservés uniquement aux  
médecins selon la réglementation du pays d'utilisation



Longueur d'ondes  
810/940 nm pour  
un résultat optimal



1  
à 3

Résultats en  
seulement  
1 à 3 séances



Soins rapides

# SOINS DE PHOTORAJEUNISSEMENT & TRAITEMENT DE L'ACNÉ

EPILAB / PHOTORAJEUNISSEMENT, ACNÉ

## AVERTISSEMENT

Certains traitements sont réservés uniquement aux  
médecins selon la réglementation du pays d'utilisation



# LA TECHNOLOGIE EPILAB

EPILAB / TECHNOLOGIE

Durée du Pulse : **3**  
ms



Jusqu'à 20Hz  
taux de répétition pour  
traitements rapides

Puissance :  
jusqu'à 5000 W



Start



Indication

EpiLab. Please choose your option.



EPILAB  
BY ASCLEPION LASER





Ecran tactile  
LCD  
10,1 pouces




Pédale  
sans fil  
\* en option



Guéridon  
multi-fonctionnel  
et design





Système de refroidissement à 360° intégré pour un soin sécurisé



Une large surface d'émission pour des soins rapides



Pièce à main ergonomique et légère



Design de la pièce à main adaptés à toutes les zones

# PIÈCES À MAIN DERNIÈRE GÉNÉRATION

EPILAB / CARACTÉRISTIQUES





protection jetable  
pour une hygiène  
maximale

spot laser homogène  
protégé par verre  
saphir



09

Pièce à main  
Différentes tailles pour  
cibler toutes les zones  
du visage et du corps



PIÈCE À MAIN	S	M	L	XL
<b>Surface d'émission</b>	1 cm <sup>2</sup> (10 x 10 mm)	1.5 cm <sup>2</sup> (15 x 10 mm)	3 cm <sup>2</sup> (30 x 10 mm)	10 cm <sup>2</sup> (31.6 x 31.6 mm)
<b>Puissance max</b>	1275 W	1700 W	3400 W	5000 W
<b>Fluence max</b>	50 J/cm <sup>2</sup>	60 J/cm <sup>2</sup>	60 J/cm <sup>2</sup>	25 J/cm <sup>2</sup>
<b>Fréquence Max</b>	20 Hz	20 Hz	20 Hz	20 Hz
<b>Durée du Pulse</b>	3 - 400 ms	3 - 400 ms	3 - 400 ms	3 - 400 ms
<b>Longueur d'onde</b>	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm	810/940 nm
<b>Application</b>	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *	épilation, photorajeunissement, acné *

\*Certains traitements sont réservés uniquement aux médecins selon la réglementation du pays d'utilisation



Pièce à main  
Powerline L  
pour des soins  
ultra-personnalisés




PIÈCE À MAIN	POWERLINE L	POWERLINE YAG	ALX	VAS
<b>Surface d'émission</b>	3 cm <sup>2</sup> (30 x 10 mm)	3 cm <sup>2</sup> (30 x 10 mm)	1,4 cm <sup>2</sup> (14 x 10 mm))	0,12 cm <sup>2</sup> (4 x 3 mm))
<b>Puissance max</b>	5000 W	4000 W	560 W	250 W
<b>Fluence max</b>	60 J/cm <sup>2</sup>	60 J/cm <sup>2</sup>	36 J/cm <sup>2</sup>	210 J/cm <sup>2</sup>
<b>Fréquence Max</b>	20 Hz	20 Hz	12 Hz	4 Hz
<b>Durée du Pulse</b>	3 - 400 ms	3 - 400 ms	6 - 400 ms	12 - 150 ms
<b>Longueur d'onde</b>	810/940 nm	1060nm	760/940 nm	940 nm
<b>Application</b>	epilation, photorajeunissement, acné *	epilation	epilation	traitements vasculaires *

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Laser</b>	Laser diode haute puissance, classe 4
<b>Longueur d'onde</b>	760, 810, 940, 1060 nm*
<b>Puissance</b>	Max. 5000 W*
<b>Durée du Pulse</b>	3 – 400 ms*
<b>Fréquence</b>	Max. 20 Hz*
<b>Fluence</b>	Max. 210 J/cm <sup>2</sup> *
<b>Surface d'émission</b>	Max. 10 cm <sup>2</sup> *
<b>Modes</b>	Basic, SmoothPulse
<b>Ecran</b>	Ecran tactile LCD 10,1 pouces
<b>Taille</b>	41 x 71.5 x 97 cm
<b>Poids</b>	65 kg (guéridon inclus)

\* variable en fonction de la pièce à main



**Contactez nos conseillers experts :**

Par email : [contact@beauty-tech.fr](mailto:contact@beauty-tech.fr)

Par téléphone : 01 34 72 10 00

[www.asclepion.com](http://www.asclepion.com)

**Asclepion**  
Laser Technologies

distribué par **BeautyTech**  
Fabricant - Concepteur Marques