

TECHNOLOGIE **100%** ALLEMANDE

EpiLab S

*FAÎTES VOTRE ENTRÉE
SUR LE MARCHÉ DES LASERS*



Asclepion
Laser Technologies

La technologie d'épilation laser Asclepion est le choix de prédilection pour celle et ceux qui souhaitent se lancer dans le marché du laser.

Nos nombreuses années d'expérience sur le marché du laser nous ont permis de développer le laser diodes EpiLab S.

Il combine un design innovant, un protocole d'application intuitif et une haute efficacité.



Faites votre entrée sur le marché de l'épilation laser
avec la technologie haute performance Asclepion.



L'épilation laser à votre portée !

Le fer de lance de la technologie Asclepion : innovation et performance. Nos appareils hautes technologies vous permettent de réaliser des soins efficaces en toute sécurité, et ceux même si vous avez peu d'expérience avec notre technologie. EpiLab S est l'appareil idéal si vous souhaitez vous lancer sur le marché du laser.

Un design ultra moderne



En tant qu'expert sur le marché de l'esthétique, vous savez à quel point la beauté d'un produit est importante pour le client.

C'est pourquoi nous avons porté une attention particulière au design de notre appareil.



EpiLab S

Votre allié de pointe

Votre expertise associée à notre technologie de pointe vous assure une entrée optimale sur le marché de l'épilation laser. Afin de vous garantir les meilleurs résultats, EpiLab S est équipé d'une pièce à main ergonomique et haute sécurité.



Résultats et sécurité


Afin de garantir la sécurité du client, EpiLab S est équipé d'un système de refroidissement de la peau à 360°. Ce système intégré garantit une gestion contrôlée de la température tout au long de la séance.



EpiLab S en chiffres

Comment vous démarquer de la concurrence ?

Choisissez EpiLab S, la technologie qui associe performance, efficacité, sécurité et design !



Ergonomie au service de l'efficacité

EpiLab S intègre une interface intuitive pour
faciliter les soins :

- Ecran tactile moderne
- Interface intuitive
- Programmes prédéfinis

Une épilation laser optimale en un clic !

Contactez nos conseillers experts :

Par email : contact@beauty-tech.fr

Par téléphone : 01 34 72 10 00

www.aclepion.com

distribué par  **BeautyTech**
Fabricant • Concepteur Marques



treatment laser	wavelength	755 - 1070 nm
	pulse energy	≤ 250 J
	pulse duration	≤ 400 ms
	laser class	4
classified	acc. to	EN 60825-1: 2014

