

I can
SENSE
it

AlexStar[®]

Red Edition



EXPÉRIMENTEZ LA DERNIÈRE INNOVATION EN ÉPILATION LASER MÉDICALE

Nous sommes ravis de vous présenter une gamme d'avancées technologiques et d'innovations destinées à fidéliser nos clients. Le lancement de notre dernière innovation bouleverse les standards actuels. Dans un monde où la communication évolue à une vitesse sans précédent, nous avons soigneusement conçu un univers visuel unique, mêlant images, sensations, style de vie et passion.

La Red Edition est un véritable emblème, incarnant cette ambiance unique—un espace de travail inspirant, tant physiquement que psychologiquement, qui rapproche l'entreprise, les experts en laser et les patients. À l'intersection de l'innovation technologique et d'une compréhension approfondie des besoins des experts en laser, nous nous engageons à répondre à un style de vie spécifique, en priorisant le confort global de nos patients.

Avec l'AlexStar® Red Edition, chacun ressentira une différence profonde. Le sentez-vous déjà ? Découvrons-la ensemble !

AlexStar®
Red Edition

L'ÉPILATION PREMIUM AVEC **ALEXSTAR®** RED EDITION

L'épilation pour tous les types de peau avec un seul objectif : des résultats impeccables.

AlexStar® utilise les dernières technologies laser pour fournir les longueurs d'onde Alexandrite et Nd : YAG.

Le confort des clients, la simplicité et surtout des résultats excellents étaient les principaux objectifs dans le développement de cet appareil unique





Avec jusqu'à 5 000 watts de puissance, une taille de spot de 3 cm² et des impulsions courtes de 3 ms, AlexStar® fournit des traitements efficaces pour les poils fins et épais tout en couvrant facilement des petites et grandes surfaces. Grâce à la longueur d'onde Alexandrite soigneusement sélectionnée, l'absorption de la mélanine est optimale, permettant une épilation efficace des poils fins et clairsemés.

L'ajout de la longueur d'onde Nd : YAG élargit la gamme d'applications, la rendant sûre et efficace pour tous les types de peau, en particulier les peaux plus foncées.

Le mode exclusif SmoothPulse permet de délivrer des impulsions courtes, cliniquement efficaces, à une fréquence élevée allant jusqu'à 20 Hz. Cela assure des options et expériences de traitements personnalisées, rapides, précises, sûres et efficaces.



ALEXSTAR® :
LA PUISSANCE
AU SERVICE DE
LA SENSUALITÉ

Le nouvel AlexStar® fixe une nouvelle norme en matière d'épilation en offrant une qualité, une efficacité et une performance optimales à tous les niveaux.

L'appareil est équipé d'une technologie unique qui assure une distribution uniforme de l'énergie sur l'ensemble du spot, évitant la formation de points chauds et réduisant le risque d'effets secondaires.

De plus, les pièces à mains disposent d'un système de refroidissement par contact cutané à 360 degrés intégré, surveillant automatiquement la température de refroidissement à tout moment, assurant une expérience de traitement sans souci pour vous et vos patients.

Enfin, le spot laser super-homogène crée une fondation de traitement exceptionnellement efficace, conduisant à des résultats optimaux.

L'AlexStar® a été conçu pour fournir une expérience utilisateur ultime. Un témoignage de cet engagement est le caps hygiénique super pratique conçu pour la pièce à main. Il est simple à utiliser et offre une protection à la fois pour la pièce à main et la peau du patient. Le résultat ? Vous le ressentirez.





DÉCOUVREZ L'ÉPILATION LASER SANS GEL



Asclepion introduit l'épilation laser sans gel. Le spray exclusif **Asclepion Laser Skin Care X3** élimine le besoin d'application de gel traditionnel.

Une formulation spécialement développée par Asclepion pour une utilisation avec AlexStar®

Ce produit innovant est appliqué sur la zone de traitement avant le début de la séance de laser. Après la procédure, tout excès de produit peut être doucement massé sur la peau, offrant d'excellents soins post-laser et laissant la peau douce et hydratée.

Asclepion Laser Skin Care X3 réduit le temps de traitement, améliore le confort et minimise les réactions cutanées par rapport à l'utilisation traditionnelle de gel.



INNOVANT ET UNIQUE - CAPS HYGIÉNIQUE

Le caps hygiénique assure une transmission optimale du faisceau laser sur la peau et l'améliore. Jetable, il garantit non seulement une hygiène maximale pour le patient, mais protège également la pièce à main des éléments extérieurs, prolongeant ainsi sa durée de vie.

Une expérience laser inégalée.

Nos caps hygiéniques, associés au spray Asclepion Laser Skin Care X3, offre une combinaison extraordinaire de confort et de propreté pour le client qui se distingue sur le marché.

Choisissez l'engagement d'Asclepion envers des expériences de soins premium pour les patients.

Chaque laser est livré avec un kit de démarrage Asclepion Laser Skin Care X3 : une élégante boîte avec 10 caps hygiéniques et 1 spray Asclepion Laser Skin Care X3.




**«Basé sur mon expérience,
AlexStar® répond non
seulement aux attentes, mais
les dépasse, offrant un niveau
supérieur d'excellence en
épilation laser.»**

*Prof. Melania Battistella
Université de La Sapienza, Italie*



«Je suis enthousiaste de partager mes impressions de l'AlexStar®. L'un des principaux avantages que j'ai observés est sa capacité remarquable à minimiser considérablement la sensation de douleur pendant les traitements tout en offrant des résultats excellents.

La taille du spot de 3 cm² permet de traiter une plus grande surface rapidement, optimisant ainsi l'efficacité pour les praticiens et les patients. Cela le positionne comme un leader innovant en épilation laser, établissant potentiellement une nouvelle norme d'excellence. Basé sur mon expérience, AlexStar® répond non seulement aux attentes, mais les dépasse, offrant un niveau supérieur d'excellence en épilation laser.»



«AlexStar® : ses longueurs d'onde de référence et sa technologie à impulsion douce ou unique garantissent des résultats permanents optimaux.»

*Dr. Sach Mohan
Revere Clinics,
Royaume-Uni*

«Dans un établissement médical, le laser à diode traditionnel de faible puissance est souvent considéré comme sous-optimal, car il se situe dans la moyenne. En revanche, l'AlexStar® se distingue par ses nouvelles pièces à main Alex & YAG PowerLine et ses modalités SmoothPulse et Basic Mode. Il offre une excellence adaptée à chaque type de peau et densité de poils, le distinguant ainsi des autres dispositifs lasers.

Les patients sont satisfaits des résultats exceptionnels obtenus grâce à la flexibilité de la durée d'impulsion et de la fluence offertes par l'AlexStar® : ses longueurs d'onde de référence et sa technologie à impulsion douce ou unique garantissent des résultats permanents optimaux.»



ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES

VOTRE PARTENAIRE EN
MÉDECINE ET CHIRURGIE
ESTHÉTIQUE





Nous développons des technologies de pointe et offrons des opportunités stratégiques à nos clients.

Notre objectif est de positionner stratégiquement nos produits pour adopter des technologies et des traitements compétitifs et orientés vers l'avenir. En tant qu'entreprise leader, nous regardons constamment vers l'avenir. Le lancement officiel de l'AlexStar® Red Edition à Paris a marqué un moment important, envoyant un message puissant dans le monde entier.



Nous générons des profits significatifs pour nos partenaires, médecins et, finalement, pour les patients finaux grâce à notre technologie innovante et à nos concepts de marketing avant-gardistes.

Notre objectif ultime, qui se concrétise chaque jour, est d'améliorer le travail des médecins et d'augmenter la satisfaction des patients.



ALEXSTAR® SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

Le marché des lasers à longueur d'onde Alexandrite en médecine connaît une croissance régulière, alimentée par une demande croissante pour des applications médicales laser précises et efficaces.

La haute capacité d'absorption de la mélanine de la longueur d'onde Alexandrite en fait le choix préféré pour l'épilation, en particulier pour les poils plus clairs et plus fins.

En tant que fabricant leader de technologies médicales, Asclepion investit massivement dans la recherche et le développement de lasers pour l'épilation afin d'améliorer continuellement leurs performances et d'élargir leurs applications.

Le remarquable début de l'AlexStar® à Paris en 2024 marque une étape importante pour Asclepion, ouvrant la voie à un avenir prometteur en médecine. Ici, le confort et les résultats exceptionnels convergent pour transformer des vies - une promesse illuminante pour une santé et une beauté améliorées.

AlexStar®
Red Edition





www.alexstar-laser.com



13, avenue de la gare, 95380 LOUVRES
01 34 72 10 15 - contact@beautytechmed.fr

beautytech-med.fr

DISTRIBUTION EXCLUSIVE

●○○● **MADE IN GERMANY**

CE 0123

BROCHURE HORS ÉTATS-UNIS



T9ALTALXBR001

