



*I can*  
**SENSE**  
*it*

**AlexStar<sup>®</sup>**

*Red Edition*





# ERLEBEN SIE DIE NEUESTE INNOVATION DER LASER-HAAR- ENTFERNUNG

Wir freuen uns, eine Reihe technologischer Fortschritte und Innovationen für unsere Kunden vorstellen zu können. Die Einführung unserer Spitzentechnologie markiert eine Abkehr von herkömmlichen Normen. In einer Welt, in der sich die Kommunikation mit beispielloser Geschwindigkeit bewegt, haben wir unser visuelles Universum sorgfältig gestaltet und dabei Bilder, Sinne, Lebensstil und Leidenschaft integriert.

Die Red Edition ist unser neues Markenzeichen, das Unternehmen, Laserexperten und Kunden vereint. Durch diese Verbindung gewährleisten wir eine reibungslose Kommunikation, wodurch die Bedürfnisse unserer Partner und Kunden stets im Mittelpunkt stehen. Hier treffen technisches Know-how und sinnliches Erleben aufeinander!

Mit der AlexStar® Red Edition ist ein spürbarer Unterschied für jeden garantiert. Can you sense it? Lassen Sie es uns gemeinsam erleben!

AlexStar®  
*Red Edition*

# ALEXSTAR®

## PREMIUM-HAAR- ENTFERNUNG TRIFFT RED EDITION

Premium-Haarentfernung für alle Hauttypen mit einem Ziel: makellose Ergebnisse.

AlexStar® nutzt die neueste Lasertechnologie, um die Alexandrit- und Nd:YAG-Wellenlängen zu unterstützen. Kundenkomfort, Einfachheit und vor allem hervorragende Ergebnisse waren die Designziele bei der Entwicklung dieses einzigartigen Systems.







Mit einer Leistung von bis zu 5.000 Watt, einer Spotgröße von 3 cm<sup>2</sup> und kurzen Impulsen ab 3 ms bietet der AlexStar® wirksame Behandlungen für feines und dickes Haar und deckt gleichzeitig kleine und große Bereiche problemlos ab. Dank der sorgfältig ausgewählten Alexandrit-Wellenlänge wird eine tiefe Melaninabsorption erreicht, die eine effiziente Haarentfernung für dünnes und feines Haar ermöglicht.

Die Nd:YAG-Wellenlänge erweitert den Anwendungsbereich und garantiert eine

sichere und wirksame Behandlung aller Hauttypen, insbesondere dunklerer Haut.

Der exklusive SmoothPulse-Modus ermöglicht die Abgabe klinisch wirksamer kurzer Impulse mit einer hohen Frequenz von bis zu 20 Hz.

Dies gewährleistet völlig individuelle Behandlungsmöglichkeiten – schnell, präzise, sicher und leistungsstark.



**ALEXSTAR®  
LEISTUNG TRIFFT  
SINNlichkeit**



Es gibt einen Grund, warum der neue AlexStar® den neuen Goldstandard für die Haarentfernung setzt: Er bietet hohe Qualität, Wirksamkeit und Leistung auf allen Ebenen.

Das System ist mit einer einzigartigen Technologie ausgestattet, die eine gleichmäßige Energieverteilung über den gesamten Spot gewährleistet, wodurch die Bildung von Hot-Spots verhindert und das Risiko von Nebenwirkungen verringert wird.

Darüber hinaus verfügt das System über eine integrierte 360 Grad Hautkontaktkühlung, wobei die Kühltemperatur jederzeit automatisch überwacht wird, um ein sorgenfreies Behandlungserlebnis zu gewährleisten.

Schlussendlich schafft der superhomogene Laserspot eine äußerst wirksame Behandlungsgrundlage, die zu optimalen Ergebnissen führt.

Der AlexStar® wurde entwickelt, um eine einzigartige, benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Die speziell entwickelte Hygienekappe ermöglicht eine unkomplizierte, hygienische Behandlung und sorgt für ein angenehmes Erlebnis. Can you sense it? Sie werden es spüren.





# SAGEN SIE HALLO ZU GLÜCKLICHEN KUNDEN – GELFREIE LASERBEHANDLUNG



Asclepion stellt das bahnbrechende gelfreie Behandlungskonzept vor. Das exklusive Produkt **Asclepion Laser Skin Care X3** macht die herkömmliche Gelanwendung überflüssig.

## **Eine speziell entwickelte Formel von Asclepion zur Verwendung mit AlexStar®**

Dieses innovative Produkt wird vor Beginn der Behandlung einfach auf den Behandlungsbereich aufgetragen. Nach der Behandlung kann das Produkt sanft in die Haut einmassiert werden, was eine hervorragende Nachsorge bietet und die Haut mit Feuchtigkeit versorgt.

**Asclepion Laser Skin Care X3** verkürzt die Behandlungszeit, erhöht den Behandlungskomfort und minimiert Hautreaktionen im Vergleich zur herkömmlichen Gelanwendung.





# INNOVATIV UND EINZIGARTIG - DIE HYGIENEKAPPE

Die Hygienekappe sorgt für eine optimale Übertragung des Lasers auf die Haut und verbessert die Ergebnisse. Diese Einwegkappe garantiert nicht nur maximale Hygiene für den Kunden, sondern schützt das Handstück auch vor äußeren Einflüssen und verlängert so seine Lebensdauer.

Ein unvergleichliches Lasererlebnis. In Kombination mit dem Asclepion Laser Skin Care X3-Produkt bietet unsere Hygienekappe eine außergewöhnliche Kombination aus Kundenkomfort und Reinheit, die auf dem Markt einzigartig ist.

Entscheiden Sie sich für das Engagement von Asclepion für erstklassige Betreuung. Jeder Laser wird mit einem Asclepion Laser Skin Care X3-Starterpaket geliefert: einer eleganten Box mit 10 Hygienekappen und einer Asclepion Laser Skin Care X3 Flasche.



**„Meiner Erfahrung nach erfüllt der AlexStar® die Erwartungen nicht nur, sondern übertrifft sie und bietet ein Höchstmaß an Exzellenz bei der Laser-Haarentfernung.“**


*Prof. Melania Battistella  
Universität La Sapienza, Italien*



„Ich freue mich, meine Erkenntnisse über die innovative Technologie des AlexStar® zu teilen.

Einer der wichtigsten Vorteile, die ich beobachtet habe, ist seine bemerkenswerte Fähigkeit, das Schmerzempfinden während der Behandlung erheblich zu minimieren und dennoch die besten Ergebnisse zu erzielen. Die Spotgröße von 3 cm<sup>2</sup> beschleunigt die Behandlung und optimiert die Effizienz für Behandler und Patienten. Dies positioniert das Unternehmen als innovativen Marktführer in der Laser-Haarentfernung und setzt möglicherweise einen neuen Goldstandard. Meiner Erfahrung nach erfüllt der AlexStar® die Erwartungen nicht nur, sondern übertrifft sie und bietet ein Höchstmaß an Exzellenz bei der Laser-Haarentfernung.“



A black and white portrait of Dr. Sach Mohan, a man with dark hair, wearing a dark suit, white shirt, and patterned tie. He is smiling slightly and looking towards the camera.

**„Der AlexStar® bietet die Goldstandard-Wellenlängen sowohl mit SmoothPulse- als auch mit Einzelpuls-Technologie für bessere, dauerhafte Ergebnisse.“**

*Dr. Sach Mohan  
Revere Clinics,  
Großbritannien*

„In einer medizinischen Einrichtung gilt der herkömmliche Diodenlaser mit geringer Leistung als suboptimal – er ist ein Alleskönner – er liegt in der Mitte, während die neue Alex & YAG PowerLine sehr spezifisch ist. Außerdem verfügt der AlexStar® sowohl über die SmoothPulse- als auch die Basic-Modus-Einstellung, um für jeden Hauttyp und jede Haardichte hervorragende Ergebnisse zu erzielen. Das ist etwas, was es von anderen Geräten unterscheidet. Patienten freuen sich über außergewöhnliche Ergebnisse aufgrund der Pulsdauer und Fluenceflexibilität, die der AlexStar® bietet: die Goldstandard-Wellenlängen sowohl mit SmoothPulse- als auch mit Einzelpuls-Technologie für bessere, dauerhafte Ergebnisse.“



# ASCLEPION LASER TECHNOLOGIES

IHR PROFESSIONELLER  
PARTNER FÜR ÄSTHETISCHE  
MEDIZIN UND CHIRURGIE







Wir entwickeln Spitzentechnologien und bieten unseren Kunden zahlreiche Möglichkeiten.

Unser Fokus liegt auf der strategischen Positionierung unserer Produkte, um wettbewerbsfähige und zukunftsorientierte Technologien und Behandlungen zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen blicken wir konsequent nach vorne. Die offizielle Einführung der AlexStar® Red Edition in Paris war ein bedeutender Moment und sendete weltweit eine starke Botschaft.



Dank unserer erfolgreichen Technologie und äußerst innovativen Marketingkonzepten erzielen wir erhebliche Gewinne für unsere Partner und Kunden.

Unser oberstes Ziel ist es, die Arbeit unserer Kunden zu verbessern und sie dabei zu unterstützen, eine exzellente Kundenzufriedenheit zu erreichen.



# ALEXSTAR® AUF DER INTERNATIO- NALEN BÜHNE

Der Markt für Alexandrit-Wellenlängenlaser verzeichnet ein stetiges Wachstum, angetrieben durch die steigende Nachfrage nach präzisen und effektiven Laseranwendungen.

Die hohe Absorptionskapazität der Alexandrit-Wellenlänge für Melanin macht sie zur bevorzugten Wahl für die Haarentfernung, insbesondere bei hellerem und dünnerem Haar.

Als führender Hersteller von Medizintechnik investiert Asclepion stark in die Forschung und Entwicklung von Haarentfernungslasern, um deren Leistung kontinuierlich zu verbessern und ihre Einsatzmöglichkeiten zu erweitern.

Das bemerkenswerte Debüt des AlexStar® in Paris im Jahr 2024 markiert einen bedeutenden Meilenstein für Asclepion und ebnet den Weg für eine vielversprechende Zukunft in der Medizin und im Beautymarkt. Hier vereinen sich Komfort und außergewöhnliche Ergebnisse, um das Leben zu verändern – ein leuchtendes Versprechen für mehr Gesundheit und Schönheit.

AlexStar®  
*Red Edition*







# Asclepion

Laser Technologies

[www.alexstar-laser.com](http://www.alexstar-laser.com)



..... IMMER DIE AKTUELLESTEN PRODUKTINFORMATIONEN



GERÄT ZERTIFIZIERT NACH MEDIZIN-  
PRODUKTE-RICHTLINIE 93/42/EWG



**MADE IN GERMANY**



**GEFAHR**  
**SICHTBARE & UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG**  
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH  
DIREKTE ODER STREUSTRALUNG VERMEIDEN  
LASER KLASSE 4  
klassifiziert nach EN 60825-1: 2014