



I can
SENSE
it

AlexStar[®]

Red Edition



EXPERIMENTA LA ÚLTIMA INNOVACIÓN EN DEPILACIÓN LASER

Nos complace presentar los últimos avances tecnológicos y de fidelización. El lanzamiento de nuestra tecnología marca una ruptura de las normas convencionales. En un mundo en el que la comunicación se mueve a velocidades sin precedentes, hemos creado nuestro propio universo visual, incorporando imágenes, sentidos, estilo de vida y pasión.

La Red Edition es nuestro emblema y resume este estado de ánimo: un espacio de trabajo físico y psicológicamente inspirador entre la empresa, los expertos en láser y los clientes. Hemos dedicado una atención meticulosa a nuestros socios, facilitando una comunicación fluida. Estamos situados en la intersección de la innovación tecnológica y un profundo conocimiento de las necesidades de los expertos en láser y nos mantenemos en sintonía con un estilo de vida que prioriza el confort de nuestros clientes.

Con AlexStar® Red Edition, todos experimentarán una profunda diferencia. ¿Puede sentirlo? ¡Descubrámoslo juntos!

AlexStar®
Red Edition

ALEXSTAR®

DEPILACIÓN PREMIUM, CONOCE LA RED EDITION

Depilación de alta calidad para todo tipo de pieles con un único objetivo: resultados infalibles.

AlexStar® emplea lo último en tecnología láser para suministrar las longitudes de onda de Alejandrita y Nd:YAG. Confort para el cliente, sencillez y, lo que es más importante, excelentes resultados fueron los objetivos principales en el desarrollo de este dispositivo único.





Con hasta 5.000 vatios de potencia, un spot de 3 cm² y pulsos cortos de 3 ms, AlexStar® proporciona tratamientos eficaces tanto para vello fino como grueso, al mismo tiempo que trata con facilidad áreas grandes y pequeñas. Gracias a la longitud de onda de Alejandrita, se consigue una gran absorción por la melanina, lo que permite una depilación eficaz del vello residual.

Añadiendo la longitud de onda Nd:YAG ampliamos el rango de aplicación, por lo que es seguro y eficaz para todo tipo de pieles, especialmente las pieles más oscuras. El exclusivo modo SmoothPulse permite administrar pulsos cortos clínicamente eficaces a una frecuencia de hasta 20 Hz. Esto garantiza opciones de tratamiento individualizadas, rápidas, precisas, seguras y potentes.



**ALEXSTAR®
LA POTENCIA
SE UNE A LA
SENSUALIDAD**

Hay una razón por la que el nuevo AlexStar® establece un nuevo “gold standard” para la depilación: ofrece alta calidad, eficiencia y rendimiento a todos los niveles.

El dispositivo está equipado con una tecnología que garantiza una distribución uniforme de la energía en el spot, evitando la formación de puntos calientes y reduciendo el riesgo de efectos secundarios.

Además, el dispositivo cuenta con un enfriador integrado de 360 grados en contacto con la piel, que controla la temperatura de enfriamiento en todo momento, garantizando un tratamiento sin preocupaciones para usted y sus clientes.

Por último, el punto láser súper homogéneo crea una base de tratamiento excepcionalmente eficaz, que conduce a resultados superiores.

AlexStar® ha sido diseñado para ofrecer una maravillosa experiencia de usuario. Prueba de este compromiso es la tapa higiénica diseñada para la pieza de mano. Es fácil de usar y ofrece protección tanto para la pieza de mano como para la piel del cliente. ¿El resultado es tangible? Lo sentirá.





SALUDA A LOS CLIENTES FELICES – TRATAMIENTO LÁSER SIN GEL



Asclepion presenta el innovador modo de tratamiento sin gel. El exclusivo producto **Asclepion Laser Skin Care X3** elimina la necesidad de aplicar el gel tradicional.

Una fórmula especialmente desarrollada por Asclepion para su uso con AlexStar®

Este innovador producto se vaporiza cómodamente sobre la zona a tratar antes de iniciar el tratamiento con láser. Tras el procedimiento, el producto sobrante se puede masajear suavemente en la piel, proporcionando una excelente sensación y dejando la piel suave e hidratada.

Asclepion Laser Skin Care X3 reduce el tiempo de la sesión, mejora la comodidad del tratamiento y minimiza las reacciones cutáneas en comparación con el uso tradicional de gel.



INNOVADORA Y ÚNICA - LA TAPA HIGIÉNICA

La tapa higiénica garantiza una transmisión óptima del rayo láser sobre la piel. Esta tapa desechable no sólo garantiza la máxima higiene para el cliente, sino que también protege la pieza de mano de los elementos externos, lo que prolonga su vida útil.

Una experiencia láser sin igual

Nuestra tapa higiénica, combinada con el producto Asclepion Laser Skin Care X3, ofrece una extraordinaria combinación de comodidad y limpieza para el cliente que destaca en el mercado.

Escoja el compromiso de Asclepion para un cuidado superior del cliente.

Cada láser viene con un kit de inicio Asclepion Laser Skin Care X3: una elegante caja con 10 tapas higiénicas y 1 Vaporizador Asclepion Laser Skin Care X3.




“Basándome en mi experiencia, AlexStar® no sólo cumple sino que supera expectativas, ofreciendo un nivel superior de excelencia en depilación láser”

*Prof. Melania Battistella
Universidad La Sapienza, Italia*



“Me entusiasma compartir mis conocimientos sobre la innovadora tecnología del AlexStar®. Una de las principales ventajas que he observado es su notable capacidad para minimizar sustancialmente la sensación de dolor durante los tratamientos y al mismo tiempo proporcionar los mejores resultados

El tamaño de spot de 3 cm² acelera los tratamientos, optimizando la eficacia para usuarios y pacientes. Esto lo posiciona como un líder innovador en depilación láser, estableciendo potencialmente un nuevo estándar de excelencia. Basado en mi experiencia, AlexStar® no solo cumple sino que supera las expectativas, ofreciendo un nivel superior en depilación láser.”



“AlexStar® ofrece las longitudes de onda por excelencia en depilación láser con emisión dinámica y de pulso único para los mejores resultados permanentes.”

*Dr. Sach Mohan
Clínicas Revere,
Reino Unido*

“En un centro médico, el láser de diodo tradicional es menos específico, pero es versátil, se ubica en el medio, mientras que los nuevos ALX y YAG Powerline® son específicos. Además, tiene las modalidades smoothpulse y modo estático para ofrecer la excelencia a cada tipo de piel y densidad de vello. Esto es algo que lo diferencia de otros dispositivos.

Los pacientes están contentos con los resultados excepcionales debido a la corta duración del pulso y la flexibilidad de fluencia que ofrece AlexStar®. Las longitudes de onda por excelencia en depilación láser 760nm y 1060nm con emisión dinámica y de pulso único con alta potencia para los mejores resultados permanentes.”



ASCLEPION LÁSER TECHNOLOGIES

SU COLABORADOR
PROFESIONAL PARA
MEDICINA Y CIRUGÍA





Desarrollamos tecnologías de vanguardia y ofrecemos oportunidades estratégicas a nuestros clientes.

Nuestro objetivo es posicionar estratégicamente nuestros productos para desarrollar tecnologías y tratamientos competitivos. Como empresa líder miramos constantemente hacia el futuro. El lanzamiento oficial de AlexStar® Red Edition en París marcó un momento significativo, enviando un poderoso mensaje a todo el mundo.

Creamos importantes beneficios para nuestros socios, médicos y finalmente a los clientes gracias a nuestra tecnología pionera y conceptos innovadores de marketing.

Nuestro objetivo final, cada día más, es mejorar el trabajo de los médicos, ayudándoles a lograr una mayor satisfacción de los clientes.



ALEXSTAR® EN LA ESCENA INTERNACIONAL

El mercado de los láseres de longitud de onda de alejandrita en medicina está experimentando un crecimiento constante, impulsado por una creciente demanda de aplicaciones láser médicas precisas y eficaces.

La alta capacidad de absorción de la longitud de onda Alejandrita por la melanina la convierte en la opción preferida para la depilación, en particular para el vello más claro y fino.

Como fabricante líder de tecnología médica, Asclepion invierte en la investigación y el desarrollo de láseres de depilación para mejorar continuamente y ampliar sus aplicaciones.

El notable debut del AlexStar® en París en 2024 marca un hito importante para Asclepion, allanando el camino para un futuro prometedor en medicina. Aquí, el confort y los resultados excepcionales para transformar vidas y una promesa iluminadora para mejorar la salud y la belleza.

AlexStar®
Red Edition





Asclepion

Laser Technologies

www.alexstar-laser.com



..... SIEMPRE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS



DISPOSITIVO CERTIFICADO CONFORME A LA
DIRECTIVA 93/42/CEE SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS

MADE IN GERMANY



PELIGRO
RADIACIÓN LASER VISIBLE E INVISIBLE
EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA CON LOS OJOS
O LA PIEL, ASÍ COMO LA RADIACIÓN DISPERSA
LÁSER CLASE 4
clasificado según EN 60825-1: 2014