

# BodyLab

**IHR WEG ZUM PERFEKTEN KÖRPER**

MEHR MUSKELN DANK  
NEUROMUSKULÄREER STIMULATION



## ANWENDUNG

**+** Muskelaufbau



## MUSKELBETONUNG DURCH FMS-TECHNOLOGIE

Der BodyLab ist ein Bodyforming-System, das mit innovativer FMS-Technologie (Fokussierte Magnetische Stimulation) arbeitet. Die Muskeln des Patienten werden mit supramaximalen Kontraktionen stimuliert (bis zu 2,5 Tesla), wodurch der Stoffwechsel angeregt wird und sich positive Auswirkungen in den verschiedensten Körperregionen ergeben. Mit der Behandlung des BodyLab können Muskeln deutlich vergrößert und stärker geformt sowie die Körperhaltung verbessert werden – in nur wenigen Sitzungen.

Der Zweck der supramaximalen Stimulationstätigkeit der Muskeln ist es, die Muskelspannung zu verbessern und eine starke Stoffwechselreaktion hervorzurufen. Dieses Verfahren bringt viele Vorteile, darunter die Minimierung von Gesundheitsrisiken, wie z.B. Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Beschwerden nach der Schwangerschaft.

Die Behandlung besteht aus rund acht zweimal wöchentlich stattfindenden, 30- bis 45-minütigen Sitzungen. Im Anschluss daran wird alle 3 bis 6 Monate mindestens eine weitere Behandlung empfohlen, um ein sichtbares Ergebnis zu erhalten.



**Eine Technologie,  
die wirkt.**

- + Supramaximale Kontraktionen zur vertieften Muskelstimulation
- + Muskelaufbau aufgrund Beanspruchung von schneller Nervenentladung und Faserkontraktion
- + Positive Auswirkungen auf gesamtheitliche Gesundheit

2,5 TESLA  
INTENSITÄT

VOREINGESTELLTE UND  
MASSGESCHNEIDERTE  
PROGRAMME



EINFACHE ANWENDUNG,  
SELBSTSTÄNDIGE  
TECHNOLOGIE

BIS ZU 150 HZ

# Handstücke



ERGONOMISCH  
GEFORMT



EINFACHE  
HANDHABUNG



LEICHT  
ZU REINIGEN




GERINGES  
GEWICHT

## BodyLab

Für die Behandlung mit dem BodyLab stehen zwei Pads zur Verfügung, die für Bauch, Gesäß, Hüfte, Beine und Arme wirksam sind.

- + Supramaximale Aktivierung
- + Ohne dermo-epidermischen Eingriff
- + Effektiv bei verschiedenen Körperregionen
- + Nicht-invasives System
- + Positive Auswirkungen auf eine gesamtheitliche Gesundheit
- + Maximaler Komfort, absolut schmerzloses Verfahren
- + Ohne großen Bedienungsaufwand



Der BodyLab wirkt in verschiedenen Körperregionen und vergrößert Muskeln und verbessert die Körperhaltung in nur wenigen Sitzungen.

## Behandlungs- Areale


+ Bauch

+ Gesäß

+ Hüfte

+ Beine

+ Arme



# ASCLEPION

## KOMPETENZ, ERFAHRUNG, ERFOLG

Asclepion Laser Technologies ist auf dem internationalen Markt für medizinische Laser seit über 45 Jahren einer der führenden Hersteller von fortschrittlichen Lasersystemen für Dermatologie, ästhetische Medizin und Chirurgie. Das Unternehmen liegt im sogenannten »Optical Valley« in Jena, das weltweit als Heimat der deutschen Optikindustrie bekannt ist, und investiert kontinuierlich in die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien. Heute vertrauen Kunden in mehr als 70 Ländern der »Made in Germany«-Technologie von Asclepion und deren bewährter wissenschaftlicher Expertise.

**BodyLab, die erste Produktgeneration von Asclepion zur Körperbehandlung, setzt auf eine effektive Technologie, maximale Sicherheit und höchste Qualität.**

ÜBER  
**10 000**  
Anwender weltweit

ÜBER  
**10 000 000**  
erfolgreich behandelte  
Patienten

Hohe Qualität bedeutet für uns auch eine kundenorientierte Herangehensweise. Deshalb arbeiten wir Tag für Tag daran, nicht nur die beste Technologie, sondern den vollen Service bereitzustellen, um Sie rundum zu unterstützen.

### SCHULUNG & FORTBILDUNG



In unserem Schulungszentrum in Jena finden regelmäßig sowohl nationale als auch internationale Schulungen statt. Auf diese Weise lernen unsere Kunden bei uns alles, was sie wissen müssen, um unsere Lasergeräte sicher und effektiv einzusetzen.

Erfahren Sie mehr unter:  
[www.asclepion.com/academy](http://www.asclepion.com/academy)

### MARKETING & WEBCLUB



Im Asclepion WEBCLUB ist eine breite Palette an Werbematerialien erhältlich. Es handelt sich um eine Online-Plattform, die Ihnen in Echtzeit den Zugriff auf neueste Informationen und wichtige Dokumente bietet – für den Erfolg Ihrer Praxis.

Erfahren Sie mehr unter:  
[www.asclepion.com/webclub](http://www.asclepion.com/webclub)

### TECHNISCHER SERVICE



Unsere hochspezialisierte technische Unterstützung, die sowohl auf direktem Weg als auch über ein Netzwerk aus lokalen Distributoren bereitgestellt wird, begleitet den Kunden von der Einrichtung der Geräte bis zur Unterstützung im Falle eines Defekts oder bei der Lieferung von Ersatzteilen.

Erfahren Sie mehr unter:  
[www.asclepion.com/service](http://www.asclepion.com/service)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Technologie	FMS-Technologie (Fokussierte Magnetische Stimulation)
Intensität	Bis zu 2,5T
Frequenz	1 Hz bis 150 Hz
Pulsdauer	200 µs bis 300 µs
Display	10,4" LCD mit Touchscreen
Abmessungen	34 cm x 90 cm x 67 cm (B x H x T)
Gewicht	Ca. 60 kg

(Änderungen der Spezifikationen ohne Ankündigung vorbehalten)

[www.ascalpion-body.de](http://www.ascalpion-body.de)



..... IMMER DIE AKTUELLESTEN PRODUKTINFORMATIONEN



**GERÄT ZERTIFIZIERT NACH MEDIZIN-  
PRODUKTE-RICHTLINIE 93/42/EWG**



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**  
[www.dekalaser.com](http://www.dekalaser.com)