

# BodyLab

**EL CAMINO HACIA UN CUERPO PERFECTO**  
DESARROLLE MASA MUSCULAR GRACIAS A LA  
ESTIMULACIÓN NEUROMUSCULAR



## APLICACIONE

- + Desarrollo muscular



## TONIFICACIÓN MUSCULAR UTILIZANDO TECNOLOGÍA FMS

BodyLab es un sistema de musculación que utiliza la innovadora tecnología FMS (Focused Magnetic Stimulation). Los músculos del paciente se estimulan con contracciones supramáximas (hasta 2,5 Tesla), aumentando así el metabolismo y tiene un efecto positivo en varias partes del cuerpo. BodyLab trabaja en varias zonas del cuerpo y reduce los depósitos grasos localizados. El tratamiento con BodyLab puede aumentar significativamente el tamaño de los músculos, definirlos y mejorar la postura en unas pocas sesiones.

La finalidad de la estimulación supramáxima de los músculos es mejorar el tono muscular e inducir una fuerte reacción metabólica, Este procedimiento aporta muchos beneficios, entre ellos minimizar riesgos para la salud como la diabetes de tipo 2, la hipertensión, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y las molestias tras el embarazo.

El tratamiento consiste en unas ocho sesiones de 30 – 45 minutos, dos veces por semana. Para resultados más duraderos, recomendamos llevar a cabo al menos una sesión adicional cada tres-seis meses.



# Una tecnología que funciona.

- + Contracciones supramáximas para una estimulación muscular más profunda
- + Efectos positivos sobre la salud general
- + Desarrollo muscular debido a la estimulación de descargas nerviosas rápidas y a la contracción de las fibras



2,5 TESLA DE  
INTENSIDAD

PROGRAMAS PRESTABLECIDOS  
Y PERSONALIZABLES



TECNOLOGÍA  
INDEPENDIENTE  
DE USO SENCILLO

HASTA 150 HZ

# Piezas de mano



FORMA  
ERGONÓMICA



FÁCIL  
DE USAR



FÁCIL  
DE LIMPIAR




PESO  
LIGERO

# BodyLab

Se dispone de dos aplicadores para el tratamiento con BodyLab. Estas son aptas para su uso en el abdomen, las nalgas, las caderas, las piernas y los brazos.

- + Activación supramáxima
- + Sin intervención dermoepidérmica
- + Eficaz en diferentes zonas del cuerpo
- + Sistema no invasivo
- + Efectos positivos sobre la salud general
- + Máxima comodidad – Procedimiento completamente indoloro
- + Manejo sencillo



El BodyLab trabaja diferentes partes del cuerpo, moldeando, agrandando los músculos y mejorando la postura en pocas sesiones.

## Zonas de tratamiento

+ Abdomen

+ Nalgas

+ Caderas

+ Piernas

+ Brazos



# ASCLEPION

## COMPETENCIA, EXPERIENCIA, ÉXITO

Asclepion Laser Technologies ha sido uno de los líderes en fabricación de sistemas láser avanzados para dermatología, medicina estética y cirugía del mercado internacional de láser médico durante más de 40 años. La compañía se encuentra en el llamado "Valle Óptico" de Jena, famoso en todo el mundo por ser el centro neurálgico de la industria óptica alemana, e invierte constantemente en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Hoy en día, clientes de más de 70 países confían en la tecnología y la experiencia científica "Made in Germany" y en la calidad probada de Asclepion.

**BodyLab, la primera generación de productos Asclepion para el tratamiento corporal, cuenta con el respaldo de una tecnología eficaz, la máxima seguridad y la calidad más elevada.**

MÁS DE

**10 000**

usuarios en todo  
el mundo

MÁS DE

**10 000 000**

pacientes tratados  
con éxito

Para nosotros, la alta calidad también implica un enfoque orientado hacia el cliente. Por eso trabajamos duro cada día para ofrecer no solo la mejor tecnología, sino también una gama completa de servicios, con una asistencia integral.

### FORMACIÓN Y EDUCACIÓN



En nuestro centro de formación de Jena, se organizan periódicamente cursos de formación tanto regionales como internacionales. De este modo, proporcionamos a nuestros clientes todo el conocimiento que necesitan para un uso seguro y efectivo de nuestros dispositivos láser.

Más información en:  
[www.asclepion.com/academy](http://www.asclepion.com/academy)

### MARKETING Y WEBCLUB



El WEBCLUB de Asclepion, dispone de una amplia gama de herramientas de marketing. Hemos creado nuestra plataforma en línea específicamente para nuestros clientes con el fin de ofrecerles un acceso directo a noticias y documentos importantes para el éxito de su empresa.

Más información en:  
[www.asclepion.com/webclub](http://www.asclepion.com/webclub)

### SERVICIO TÉCNICO



Nuestro equipo de asistencia técnica altamente especializado, que ofrecemos tanto directamente como a través de una red de distribuidores locales, acompaña a nuestros clientes desde la instalación y la asistencia en caso de defectos hasta la entrega de piezas de repuesto.

Más información en:  
[www.asclepion.com/service](http://www.asclepion.com/service)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	FMS (Focused Magnetic Stimulation)
Intensidad	Hasta 2,5 T
Frecuencia	1 Hz hasta 150 Hz
Duración del pulso	200 $\mu$ s a 300 $\mu$ s
Pantalla	LCD de 10,4" con pantalla táctil
Dimensiones	34 cm x 90 cm x 67 cm (An. x Al. x Pr.)
Peso	Aprox. 60 kg

(Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso)

[www.asclepion.com](http://www.asclepion.com)



SIEMPRE LA ÚLTIMA INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTOS



DISPOSITIVO CERTIFICADO CONFORME A LA  
DIRECTIVA 93/42/CEE SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS



DEKA M.E.L.A. s.r.l.  
[www.dekalaser.com](http://www.dekalaser.com)