

Asclepion Laser Technologies präsentiert den neuen MultiPulse® PRO

Einführung des neuen MultiPulse PRO CO₂-Lasersystems – Leistungsstarker CO₂-Laser von JenaSurgical für Dermatologie und Dermatochirurgie – Exklusive Dynamic-Pulse-Control (DPC) Technologie für maximale Flexibilität – Bis zu 60 Watt Leistung für präzise Ablation und kontrollierte thermische Effekte – Intelligente Scanner-Technologie für individuelle Behandlungen – Vielseitiges Zubehör und Handstücke für ein breites Anwendungsspektrum – Modernes Design und intuitive Benutzeroberfläche für einen effizienten Praxisalltag

JENA, Deutschland, 1. Oktober 2026 – Seit über 45 Jahren steht Asclepion Laser Technologies für Innovation, Qualität und technologischen Fortschritt in der medizinischen Lasertechnologie. Mit dem neuen **MultiPulse® PRO** erweitert Asclepion sein Portfolio um ein hochmodernes CO₂-Lasersystem, das speziell für dermatologische und dermatochirurgische Anwendungen entwickelt wurde. Dank innovativer Technologien, hoher Leistung und maximaler Flexibilität unterstützt der MultiPulse® PRO Ärzte dabei, präzise und effektive Behandlungen auf höchstem Niveau durchzuführen

Leistungsstarker CO₂-Laser für moderne Dermatologie

Der neue MultiPulse® PRO vereint innovative CO₂-Lasertechnologie mit höchster Präzision und eröffnet neue Möglichkeiten für die ästhetische Medizin. Mit einer Leistung von bis zu 60 Watt und einer zuverlässigen RF-CO₂-Laserquelle bietet das System maximale Performance für anspruchsvolle Anwendungen. Die hohe Stabilität und exakte Steuerbarkeit der Laserenergie ermöglichen effiziente, kontrollierte und schonende Behandlungen.

Das System eignet sich für eine Vielzahl dermatologischer Anwendungen wie Hautabtragung, Hautverjüngung und Narbenbehandlung. Durch die Kombination aus präziser Ablation und kontrollierter thermischer Wirkung können individuelle Therapieansätze optimal umgesetzt werden.

Exklusive Dynamic-Pulse-Control-Technologie

Ein Highlight des MultiPulse® PRO ist die exklusive **Dynamic-Pulse-Control (DPC) Technologie**. Diese ermöglicht eine präzise Anpassung der Pulsform an die Anforderungen der jeweiligen Behandlung. Die Modi **UP, SP, DP, HP und CW** bieten maximale Flexibilität hinsichtlich Ablationstiefe und thermischer Gewebeeffekte.

Pressemeldung MultiPulse® PRO Oktober 2026

Je nach klinischer Indikation können Ärzte zwischen besonders präziser Ablation, kontrollierter thermischer Gewebestimulation oder einer Kombination aus beiden Effekten wählen. Dadurch lassen sich individuelle Behandlungsprotokolle optimal auf die Bedürfnisse jedes Patienten abstimmen.

Intelligente Scanner-Technologie für maximale Präzision

Die intelligente Scanner-Technologie des MultiPulse® PRO gewährleistet eine präzise Steuerung von Eindringtiefe und thermischen Effekten. Verschiedene Scan-Modi wie **Normal**, **Interlaced** und **Randomisiert** ermöglichen eine optimale Anpassung an unterschiedliche Behandlungsziele. Der speziell entwickelte Algorithmus optimiert den Scanpfad und minimiert lokale Temperaturanstiege. Ergänzend stehen fünf Stacking-Stufen zur Verfügung, die eine exakte Kontrolle der Verdampfungstiefe ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit und Behandlungseffizienz erhöhen. Dies führt zu schonenderen Behandlungen, schnelleren Regenerationszeiten und höherem Patientenkomfort.

Vielseitiges Zubehör für maximale Flexibilität

Der MultiPulse® PRO verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Handstücken. Unterschiedliche Optiken ermöglichen Spotgrößen von 0,125 bis 2 mm und schaffen damit optimale Voraussetzungen für individuelle Behandlungsstrategien. Alle Komponenten sind leicht wechselbar, hochwertig verarbeitet und für den täglichen Einsatz konzipiert.

Der vielseitige HiScan SVR Scanner wurde speziell für die Hautabtragung und fraktionierte Therapie entwickelt und bietet zusammen mit dem Frax Terminal SVR Aufsatz höchste Flexibilität und Präzision. Die Komponenten wurden hinsichtlich Form, Gewicht und Bedienkomfort optimiert und ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedenste klinische Anforderungen

Modernes Design und intuitive Bedienung

Der MultiPulse® PRO kombiniert modernste Lasertechnologie mit einem eleganten, platzsparenden Systemdesign. Der lange 360°-Spiegelgelenkarm sorgt für optimale Balance von Handstücken und Scanner und lässt sich für den Transport platzsparend verstauen.

Ein hochauflösender, reaktionsschneller Touchscreen und die moderne Benutzeroberfläche gewährleisten eine besonders intuitive Bedienung. Dadurch profitieren sowohl erfahrene Anwender als auch Neueinsteiger von einer komfortablen und effizienten Nutzung im Praxisalltag.

Zukunftsweisende Technologie für optimale Behandlungsergebnisse

Mit dem MultiPulse PRO setzt Asclepion seine Tradition technologischer Innovation konsequent fort. Die Kombination aus leistungsstarker RF-CO₂-Laserquelle, Dynamic-Pulse-Control-Technologie, intelligenter Scannersteuerung und vielseitigem Zubehör macht den MultiPulse PRO zu einer idealen Lösung für moderne dermatologische und ästhetische Behandlungen. Ärzte profitieren von maximaler Flexibilität, hoher Präzision und einem effizient gestalteten Workflow, während Patienten von schonenderen Behandlungen und exzellenten Ergebnissen profitieren

Über Asclepion

Seit 1977 agiert Asclepion Laser Technologies als führendes Unternehmen der internationalen medizinischen Lasertechnologie. Den Erfolg verdankt Asclepion der stetigen Entwicklung neuer Techniken. Das hat es zu einem herausragenden Unternehmen im Bereich der optischen Industrie werden lassen. Die Auszeichnung als TOP100 der innovativsten mittelständigen Unternehmen Deutschlands ist der Beweis. Heute vertrauen über 70 Länder der "Made in Germany" Technologie und Erfahrung von Asclepion. Asclepion hat diese herausragende Stellung im Markt erreicht, weil es ein einzigartiges Angebotssystem geschaffen hat, das den Erfolg der Distributoren und Ärzte sicherstellt. Die Führung im Service, die Asclepion im Lauf der Jahre aufgebaut hat, bringt viele positive Effekte – sowohl für seine Kunden, Partner und für die Patienten.

Über JenaSurgical

Asclepion entwickelt und verkauft unter dem Branding JenaSurgical Lasersysteme für die Allgemeinchirurgie und Mikrochirurgie. Dabei entstehen Thulium-, Holmium-, CO₂-Laser und Morcellationssysteme, die in der Urologie, Gynäkologie und Otorhinolaryngologie eingesetzt werden und chirurgische Teams weltweit unterstützen. Mit dem MultiPulse® PRO profitieren nun auch Dermatologen und ästhetische Anwender von diesem Knowhow. Die Kombination aus leistungsstarker RF-CO₂-Laserquelle, intelligenter Scanner-Technologie und der exklusiven Dynamic-Pulse-Control-Technologie schafft eine einzigartige Verbindung zwischen chirurgischer Präzision und ästhetischer Vielseitigkeit. Das System basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker CO₂-Laser für chirurgische Anwendungen und verbindet diese Expertise mit den Anforderungen moderner ästhetischer und dermatologischer Behandlungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite www.aclepion.com oder kontaktieren Sie uns unter marketing@aclepion.com.