

Asclepion Laser Technologies présente le nouveau MultiPulse® PRO

Lancement du nouveau système laser CO₂ MultiPulse PRO – Laser CO₂ haute performance de JenaSurgical destiné à la dermatologie et à la chirurgie dermatologique – Technologie exclusive Dynamic Pulse Control (DPC) pour une flexibilité maximale – Puissance allant jusqu'à 60 watts pour une ablation précise et des effets thermiques contrôlés – Technologie de balayage intelligente pour des traitements personnalisés – Gamme variée d'accessoires et de pièces à main pour un large éventail d'applications – Design moderne et interface utilisateur intuitive pour une gestion efficace du quotidien du cabinet

JENA, Allemagne, 1er octobre 2026 – Depuis plus de 45 ans, Asclepion Laser Technologies est synonyme d'innovation, de qualité et de progrès technologique dans le domaine des lasers médicaux. Avec le nouveau **MultiPulse® PRO**, Asclepion élargit sa gamme avec un système laser CO₂ ultramoderne, spécialement développé pour les applications dermatologiques et dermatochirurgicales. Grâce à des technologies innovantes, une puissance élevée et une flexibilité maximale, le MultiPulse® PRO aide les médecins à réaliser des traitements précis et efficaces au plus haut niveau

Un laser CO₂ puissant au service de la dermatologie moderne

Le nouveau MultiPulse® PRO allie une technologie laser CO₂ innovante à une précision maximale et ouvre de nouvelles perspectives pour la médecine esthétique. Avec une puissance pouvant atteindre 60 watts et une source laser RF-CO₂ fiable, le système offre des performances maximales pour les applications exigeantes. La grande stabilité et le contrôle précis de l'énergie laser permettent des traitements efficaces, maîtrisés et doux.

Le système convient à une multitude d'applications dermatologiques telles que l'ablation cutanée, le rajeunissement de la peau et le traitement des cicatrices. La combinaison d'une ablation précise et d'un effet thermique contrôlé permet de mettre en œuvre de manière optimale des approches thérapeutiques personnalisées.

Technologie exclusive Dynamic Pulse Control

L'un des atouts majeurs du MultiPulse® PRO est sa **technologie** exclusive **Dynamic-Pulse-Control (DPC)**. Celle-ci permet d'adapter avec précision la forme d'impulsion aux exigences de chaque

Communiqué de presse MultiPulse® PRO, octobre 2026

traitement. Les modes **UP, SP, DP, HP et CW** offrent une flexibilité maximale en termes de profondeur d'ablation et d'effets thermiques sur les tissus.

En fonction de l'indication clinique, les médecins peuvent choisir entre une ablation particulièrement précise, une stimulation thermique contrôlée des tissus ou une combinaison des deux effets. Cela permet d'adapter de manière optimale les protocoles de traitement individuels aux besoins de chaque patient.

Technologie de balayage intelligente pour une précision maximale

La technologie de balayage intelligente du MultiPulse® PRO garantit un contrôle précis de la profondeur de pénétration et des effets thermiques. Différents modes de balayage, tels que « **Normal** », « **Interlaced** » et « **Randomisé** », permettent une adaptation optimale aux différents objectifs thérapeutiques. L'algorithme spécialement développé optimise la trajectoire de balayage et minimise les élévations locales de température. Cinq niveaux d'empilement sont également disponibles, permettant un contrôle précis de la profondeur d'évaporation tout en renforçant la sécurité et l'efficacité du traitement. Il en résulte des traitements plus doux, des temps de régénération plus courts et un confort accru pour le patient.

Des accessoires polyvalents pour une flexibilité maximale

Le MultiPulse® PRO dispose d'une gamme complète de pièces à main. Différentes optiques permettent d'obtenir des tailles de spot allant de 0,125 à 2 mm, créant ainsi les conditions optimales pour des stratégies de traitement personnalisées. Tous les composants sont faciles à remplacer, bénéficient d'une finition de haute qualité et sont conçus pour une utilisation quotidienne.

Le scanner polyvalent HiScan SVR a été spécialement développé pour l'ablation cutanée et la thérapie fractionnée ; associé à l'embout Frax Terminal SVR, il offre une flexibilité et une précision maximales. Les composants ont été optimisés en termes de forme, de poids et de confort d'utilisation, et permettent une adaptation aisée aux exigences cliniques les plus diverses

Design moderne et utilisation intuitive

Le MultiPulse® PRO allie une technologie laser de pointe à un design élégant et peu encombrant. Le long bras articulé à miroir à 360° assure un équilibre optimal entre les pièces à main et le scanner et peut être rangé de manière compacte pour le transport.

Un écran tactile haute résolution et réactif, associé à une interface utilisateur moderne, garantit une utilisation particulièrement intuitive. Ainsi, tant les utilisateurs expérimentés que les débutants bénéficient d'une utilisation confortable et efficace au quotidien au cabinet.

Une technologie d'avenir pour des résultats de traitement optimaux

Avec le MultiPulse PRO, Asclepion poursuit avec cohérence sa tradition d'innovation technologique. La combinaison d'une source laser RF-CO₂ puissante, de la technologie Dynamic Pulse Control, d'un système de commande intelligent du scanner et d'accessoires polyvalents fait du MultiPulse PRO une solution idéale pour les traitements dermatologiques et esthétiques modernes. Les médecins bénéficient d'une flexibilité maximale, d'une grande précision et d'un flux de travail optimisé, tandis que les patients profitent de traitements plus doux et d'excellents résultats

À propos d'Asclepion

Depuis 1977, Asclepion Laser Technologies s'impose comme un leader mondial dans le domaine de la technologie laser médicale. Asclepion doit son succès au développement constant de nouvelles techniques. Cela lui a permis de devenir une entreprise de premier plan dans le secteur de l'industrie optique. Son classement parmi les 100 entreprises moyennes les plus innovantes d'Allemagne en est la preuve. Aujourd'hui, plus de 70 pays font confiance à la technologie « Made in Germany » et à l'expérience d'Asclepion. Asclepion a atteint cette position exceptionnelle sur le marché en créant un système d'offre unique qui garantit le succès des distributeurs et des médecins. Le leadership en matière de service qu'Asclepion a développé au fil des ans apporte de nombreux avantages, tant pour ses clients et ses partenaires que pour les patients.

À propos de JenaSurgical

Sous la marque JenaSurgical, Asclepion développe et commercialise des systèmes laser destinés à la chirurgie générale et à la microchirurgie. L'entreprise produit ainsi des lasers au thulium, à l'holmium et au CO₂ ainsi que des systèmes de morcellation utilisés en urologie, en gynécologie et en oto-rhino-laryngologie, qui accompagnent les équipes chirurgicales du monde entier. Grâce au MultiPulse® PRO, les dermatologues et les praticiens de la médecine esthétique bénéficient désormais eux aussi de ce savoir-faire. L'association d'une source laser CO₂ RF puissante, d'une technologie de balayage intelligente et de la technologie exclusive Dynamic Pulse Control crée un lien unique entre précision chirurgicale et polyvalence esthétique. Ce système s'appuie sur plusieurs décennies d'expérience dans le développement de lasers CO₂ haute performance destinés à des applications chirurgicales et allie cette expertise aux exigences des traitements esthétiques et dermatologiques modernes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web www.aclepion.com ou contactez-nous à l'adresse marketing@aclepion.com.