

Asclepion Laser Technologies presenta el nuevo MultiPulse® PRO

Lanzamiento del nuevo sistema láser de CO₂ MultiPulse PRO: potente láser de CO₂ de JenaSurgical para dermatología y dermatocirugía; tecnología exclusiva Dynamic Pulse Control (DPC) para una flexibilidad máxima – Potencia de hasta 60 vatios para una ablación precisa y efectos térmicos controlados – Tecnología de escáner inteligente para tratamientos personalizados – Amplia gama de accesorios y piezas de mano para un amplio espectro de aplicaciones – Diseño moderno e interfaz de usuario intuitiva para una gestión eficiente del día a día de la consulta

JENA, Alemania, 1 de octubre de 2026 – Desde hace más de 45 años, Asclepion Laser Technologies es sinónimo de innovación, calidad y avance tecnológico en el ámbito de la tecnología láser médica. Con el nuevo **MultiPulse® PRO**, Asclepion amplía su catálogo con un sistema láser de CO₂ de última generación, desarrollado específicamente para aplicaciones dermatológicas y dermatocirúrgicas. Gracias a sus tecnologías innovadoras, su alta potencia y su máxima flexibilidad, el MultiPulse® PRO ayuda a los médicos a realizar tratamientos precisos y eficaces al más alto nivel

Potente láser de CO₂ para la dermatología moderna

El nuevo MultiPulse® PRO combina una innovadora tecnología láser de CO₂ con la máxima precisión y abre nuevas posibilidades para la medicina estética. Con una potencia de hasta 60 vatios y una fuente láser de RF-CO₂ fiable, el sistema ofrece el máximo rendimiento para aplicaciones exigentes. La elevada estabilidad y el control preciso de la energía láser permiten realizar tratamientos eficaces, controlados y suaves.

El sistema es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones dermatológicas, como la ablación cutánea, el rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de cicatrices. Gracias a la combinación de una ablación precisa y un efecto térmico controlado, es posible aplicar de forma óptima enfoques terapéuticos personalizados.

Tecnología exclusiva Dynamic Pulse Control

Una de las características más destacadas del MultiPulse® PRO es la exclusiva **tecnología Dynamic-Pulse-Control (DPC)**. Esta permite ajustar con precisión la forma del pulso a los requisitos de cada tratamiento. Los modos **UP, SP, DP, HP y CW** ofrecen la máxima flexibilidad en cuanto a la profundidad de ablación y los efectos térmicos en los tejidos.

Comunicado de prensa sobre MultiPulse® PRO, octubre de 2026

En función de la indicación clínica, los médicos pueden elegir entre una ablación especialmente precisa, una estimulación térmica controlada del tejido o una combinación de ambos efectos. De este modo, los protocolos de tratamiento individuales pueden adaptarse de forma óptima a las necesidades de cada paciente.

Tecnología de escáner inteligente para una precisión máxima

La tecnología de escáner inteligente del MultiPulse® PRO garantiza un control preciso de la profundidad de penetración y de los efectos térmicos. Los distintos modos de escaneo, como **Normal**, **Interlaced** y **Aleatorio**, permiten una adaptación óptima a los diferentes objetivos terapéuticos. El algoritmo especialmente desarrollado optimiza la trayectoria de exploración y minimiza los aumentos locales de temperatura. Además, se dispone de cinco niveles de apilamiento que permiten un control exacto de la profundidad de vaporización y, al mismo tiempo, aumentan la seguridad y la eficacia del tratamiento. Esto se traduce en tratamientos más suaves, tiempos de regeneración más rápidos y una mayor comodidad para el paciente.

Accesorios versátiles para una flexibilidad máxima

El MultiPulse® PRO cuenta con una amplia gama de piezas de mano. Las diferentes ópticas permiten tamaños de punto de 0,125 a 2 mm, creando así las condiciones óptimas para estrategias de tratamiento individualizadas. Todos los componentes son fáciles de cambiar, presentan un acabado de alta calidad y están diseñados para el uso diario.

El versátil escáner HiScan SVR se ha desarrollado especialmente para la ablación cutánea y la terapia fraccionada y, junto con el accesorio Frax Terminal SVR, ofrece la máxima flexibilidad y precisión. Los componentes se han optimizado en cuanto a forma, peso y facilidad de uso, y permiten una adaptación sencilla a los más diversos requisitos clínicos

Diseño moderno y manejo intuitivo

El MultiPulse® PRO combina la tecnología láser más avanzada con un diseño elegante y compacto. El largo brazo articulado con espejo de 360° garantiza un equilibrio óptimo entre las piezas de mano y el escáner, y se puede guardar de forma compacta para facilitar su transporte.

Una pantalla táctil de alta resolución y gran capacidad de respuesta, junto con la moderna interfaz de usuario, garantizan un manejo especialmente intuitivo. De este modo, tanto los usuarios experimentados como los principiantes se benefician de un uso cómodo y eficiente en el día a día de la consulta.

Tecnología de vanguardia para unos resultados óptimos en los tratamientos

Con el MultiPulse PRO, Asclepion continúa fielmente su tradición de innovación tecnológica. La combinación de una potente fuente láser de RF-CO₂, la tecnología Dynamic Pulse Control, el control inteligente del escáner y una amplia gama de accesorios convierte al MultiPulse PRO en la solución ideal para los tratamientos dermatológicos y estéticos modernos. Los médicos se benefician de la máxima flexibilidad, una alta precisión y un flujo de trabajo eficiente, mientras que los pacientes disfrutan de tratamientos más suaves y de excelentes resultados

Acerca de Asclepion

Desde 1977, Asclepion Laser Technologies opera como empresa líder en el sector internacional de la tecnología láser médica. Asclepion debe su éxito al desarrollo constante de nuevas técnicas, lo que la ha convertido en una empresa destacada en el ámbito de la industria óptica. El reconocimiento como una de las 100 empresas medianas más innovadoras de Alemania es prueba de ello. Hoy en día, más de 70 países confían en la tecnología y la experiencia «Made in Germany» de Asclepion. Asclepion ha alcanzado esta posición destacada en el mercado gracias a la creación de un sistema de oferta único que garantiza el éxito de los distribuidores y los médicos. El liderazgo en el servicio que Asclepion ha consolidado a lo largo de los años aporta numerosos beneficios, tanto para sus clientes y socios como para los pacientes.

Acerca de JenaSurgical

Asclepion desarrolla y comercializa, bajo la marca JenaSurgical, sistemas láser para cirugía general y microcirugía. Entre ellos se incluyen láseres de tulio, holmio y CO₂ y sistemas de morcelación, que se utilizan en urología, ginecología y otorrinolaringología y que prestan apoyo a equipos quirúrgicos de todo el mundo. Con el MultiPulse® PRO, ahora también los dermatólogos y los profesionales de la medicina estética se benefician de estos conocimientos técnicos. La combinación de una potente fuente láser de RF-CO₂, tecnología de escáner inteligente y la exclusiva tecnología Dynamic Pulse Control crea una unión única entre la precisión quirúrgica y la versatilidad estética. El sistema se basa en décadas de experiencia en el desarrollo de potentes láseres de CO₂ para aplicaciones quirúrgicas y combina esta experiencia con los requisitos de los tratamientos estéticos y dermatológicos modernos.

Para obtener más información, visite nuestra página web www.asclepion.com o póngase en contacto con nosotros en marketing@asclepion.com.